

Indication : peut être utilisé une fois, en rappel chez les adultes, au moins 4 mois après une précédente vaccination contre la COVID-19

Description et conservation



Antigène Beta 5µg
Capsule amovible verte
Flacon de 10ml contenant 2,5ml de solution
Liquide incolore et clair



Adjuvant
Capsule amovible jaune
Flacon de 3ml contenant 2,5ml d'émulsion
Liquide laiteux homogène, blanchâtre à jaunâtre



Au réfrigérateur entre **+2 et +8°C**. Ne pas congeler
 Conserver les flacons dans l'emballage extérieur à l'abri de la lumière
 Conditionnement : 1 boîte de 10 flacons antigène
 + 1 boîte de 10 flacons adjuvant

Préparation

Chaque flacon contient 10 doses de 0,5ml

Le vaccin reconstitué est une émulsion liquide laiteuse homogène, de couleur blanchâtre à jaunâtre

A conserver entre +2° et +8°C, à l'abri de la lumière, pendant 6 heures

Entre chaque prélèvement, remettre le flacon au réfrigérateur, à l'abri de la lumière

Administration

Avant chaque administration, mélanger soigneusement le flacon en le retournant 5 fois. **Ne pas agiter**

Prélever 0,5ml avec une aiguille 23G

Injecter en IM



Ne pas utiliser plusieurs flacons pour constituer une dose

