



COMIRNATY® Prêt à l'emploi (enfant ≥ 12 ans, adulte)



Conservation



- 80°C Stable **jusqu'à péremption**
(date sur l'étiquette fournie par le grossiste)



Au réfrigérateur entre **+2 à +8°C**

Stable maximum **10 semaines** après réception
(dans la limite des 9 mois de péremption)
Actualiser la date de péremption sur l'emballage
A conserver à l'abri de la lumière, dans sa boîte d'origine



⚠ Ne pas recongeler

Ne pas diluer avant utilisation

Contrôles



Flacon **2,25 mL**, 6 doses

Dispersion de couleur **blanche à blanc cassé**,
sans particule visible

Prêt à l'emploi, ne pas diluer

Mélanger délicatement en retournant le
flacons à 10 reprises avant utilisation

Ne pas secouer

Administration



1 DOSE VACCINALE = 0,3 mL pour IM



Solution
2,25 mL



Seringue 1 mL
Aiguille 23G/25G



6 Doses
0,3 mL



Une fois le flacon percuté,
stable **12h** entre **+2 et +30°C**,
de préférence entre **+2 et +8°C**



Jeter le flacon après ce délai

Transport

- Flacon en **position verticale** entre **+2° et +8°C**
- Si T° ambiante : stable 12h



Ne pas utiliser plusieurs flacons pour constituer une dose

Traçabilité

- Noter la **date** et l'**heure** de sortie du réfrigérateur
- Noter la **date** et l'**heure** du **1^{er}** percutage du flacon

Mise à disposition en ville: 14 avril 2022