



## Conservation



Au réfrigérateur entre **+2 à +8°C**



**Ne pas congeler**

**Prêt à l'emploi**



Stable **jusqu'à péremption**

**A conserver à l'abri de la lumière**, dans sa boîte d'origine

Patients allergiques ou réticents à l'ARNm

## Contrôles



Flacon **5 mL, 10 doses**  
Capsule amovible bleue

Dispersion **incolor**e à légèrement jaune,  
limpide à légèrement opaque, absence de  
**particules** visibles et/ou décoloration

**Prêt à l'emploi**, ne pas diluer

**Ne pas secouer**. Faire **tournoyer** le flacon  
**avant** et entre **chaque retrait de dose**



## Administration



1 DOSE VACCINALE = 0,5 mL pour IM



Solution  
**5 mL**



Seringue 1 mL  
Aiguille 23G/25G



10 Doses  
**0,5 mL**



Une fois le flacon percuté,  
stable **6h** entre **+2 et +25°C**



**Jeter le flacon après ce délai**



**Ne pas utiliser plusieurs flacons pour constituer une dose**

## Transport

- Flacon **en position verticale** entre **+2° et +8°C**
- Si T° ambiante : stable 12h

## Hygiène

- Désinfection des surfaces avec un **désinfectant virucide**
- Traitement des déchets filière **DASRI**

## Traçabilité

- Noter la **date** et l'**heure de sortie du réfrigérateur**
- Noter la **date** et l'**heure du 1<sup>er</sup> percutage du flacon**