



Conservation



Au réfrigérateur entre +2 à +8°C

Stable maximum **10 semaines** après réception (dans la limite des 9 mois de péremption)

Actualiser la date de péremption sur l'emballage

A conserver à l'abri de la lumière, dans sa boîte d'origine



Ne pas recongeler



Ne pas diluer avant utilisation

Contrôles



Flacon **2,25 mL, 6 doses**

Dispersion **de couleur blanche à blanc cassé, sans particule visible**

Prêt à l'emploi, ne pas diluer

Mélanger délicatement en retournant le flacons à 10 reprises avant utilisation

Ne pas secouer

Administration



1 DOSE VACCINALE = 0,3 mL pour IM



Solution
2,25 mL



Seringue 1 mL
Aiguille 23G/25G



6 Doses
0,3 mL



Une fois le flacon percuté,
stable **12h** entre **+2 et +30°C**,
de préférence entre **+2 et +8°C**



Jeter le flacon après ce délai

Transport

- Flacon **en position verticale** entre **+2° et +8°C**
- Si T° ambiante : stable 12h



Ne pas utiliser plusieurs flacons pour constituer une dose

Traçabilité

- Noter la **date** et l'**heure** de sortie du réfrigérateur
- Noter la **date** et l'**heure** du **1^{er}** percutage du flacon

Mise à disposition en ville: 14 avril 2022